

TRAUMA

Placas Miembro Superior

OVERFIX®

Cofepris

Radio

Placa para Radio Distal Medial con "Mini Guías"

Indicación: Fractura Distal de Radio.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,5 mm. rosca total y parcial en la cabeza. También tornillos Ø 2,5 mm. rosca total. Se pueden utilizar pines bloqueados Ø 2,0 mm. Y en la rama tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. y tornillos corticales Ø 3,5 mm.



OVERFIX®

● ● Tornillos para la parte más distal de la placa Ø 2.5 mm.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10709-003	Placa para Radio Distal Medial Izquierda	3	52
10709-004	Placa para Radio Distal Medial Izquierda	4	60
10709-005	Placa para Radio Distal Medial Izquierda	5	68
10709-007	Placa para Radio Distal Medial Izquierda	7	90
10709-103	Placa para Radio Distal Medial Derecha	3	52
10709-104	Placa para Radio Distal Medial Derecha	4	60
10709-105	Placa para Radio Distal Medial Derecha	5	68
10709-107	Placa para Radio Distal Medial Derecha	7	90