

TRAUMA

Placas Miembro Superior

OVERFIX®


Cofepris

Radio

Placa para Radio Distal YAP

Indicación: Fractura Distal de Radio.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,5 mm. rosca total y parcial en la cabeza. También tornillos Ø 2,5 mm rosca total. Se pueden utilizar pines bloqueados Ø 2,0 mm. Y en la rama tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. y tornillos corticales Ø 3,5 mm.



OVERFIX®

● Tornillos para la parte más distal de la placa ø 2.5 mm.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10709-403	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Izquierda	3	59
10709-404	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Izquierda	4	71
10709-405	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Izquierda	5	83
10709-407	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Izquierda	7	107
10709-503	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Derecha	3	59
10709-504	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Derecha	4	71
10709-505	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Derecha	5	83
10709-507	Placa para Radio Distal Medial (YAP) Derecha	7	107

Heriberto Frias 1104-301
Colonia del Valle, CP 03100
CDMX

bioadvance
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323
info@bioadvance.com.mx
bioadvance.com.mx