

TRAUMA

Placas Miembro Superior

Cofepris

OVERFIX®

Húmero

Placa Humeral Lateral Distal I

Indicación: Fractura distal de húmero o supradondilar de húmero. Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,7 mm. en la cabeza de la placa. En la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. y tornillos corticales Ø 3,5 mm. También tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10719-003	Placa para Húmero Distal Lateral Izquierda I	3	64
10719-005	Placa para Húmero Distal Lateral Izquierda I	5	90
10719-007	Placa para Húmero Distal Lateral Izquierda I	7	116
10719-009	Placa para Húmero Distal Lateral Izquierda I	9	142
10719-011	Placa para Húmero Distal Lateral Izquierda I	11	168
10719-013	Placa para Húmero Distal Lateral Izquierda I	13	194
10719-103	Placa para Húmero Distal Lateral Derecha I	3	64
10719-105	Placa para Húmero Distal Lateral Derecha I	5	90
10719-107	Placa para Húmero Distal Lateral Derecha I	7	116
10719-109	Placa para Húmero Distal Lateral Derecha I	9	142
10719-111	Placa para Húmero Distal Lateral Derecha I	11	168
10719-113	Placa para Húmero Distal Lateral Derecha I	13	194