

TRAUMA

Placas Miembro Superior

Cofepris

OVERFIX®

Clavícula

Placa para Clavícula en S

Indicación: Fracturas de Clavícula.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. Tornillos corticales Ø 3,5 mm. y tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10732-006	Placa para Clavícula en S Izquierda II	6	88
10732-008	Placa para Clavícula en S Izquierda II	8	114
10732-010	Placa para Clavícula en S Izquierda II	10	137
10732-106	Placa para Clavícula en S Derecha II	6	88
10732-108	Placa para Clavícula en S Derecha II	8	114
10732-110	Placa para Clavícula en S Derecha II	10	137

Heriberto Frias 1104-301
Colonia del Valle, CP 03100
CDMX

bioadvance
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323
info@bioadvance.com.mx
bioadvance.com.mx