

TRAUMA

Placas Miembro Superior

Cofepris

OVERFIX®

Clavícula

## Placa para Clavícula para Extremidad Acromial

**Indicación:** Fractura del extremo acromial de clavícula. Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,7 mm. en la cabeza de la placa. En la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y tornillos corticales Ø 3,5 mm. También tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10733-003	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Izquierda	3	61
10733-004	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Izquierda	4	74
10733-005	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Izquierda	5	87
10733-006	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Izquierda	6	100
10733-007	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Izquierda	7	113
10733-008	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Izquierda	8	126
10733-103	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Derecha	3	61
10733-104	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Derecha	4	74
10733-105	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Derecha	5	87
10733-106	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Derecha	6	100
10733-107	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Derecha	7	113
10733-108	Placa para Clavícula para Extremidad Acromial Derecha	8	126

Heriberto Frias 1104-301  
Colonia del Valle, CP 03100  
CDMX

bioadvance  
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323  
info@bioadvance.com.mx  
bioadvance.com.mx