

TRAUMA

Placas Miembro Inferior


Cofepris

OVERFIX®

Fémur

Placa Proximal Lateral Femoral II

Indicación: Fractura de cóndilo lateral del fémur proximal. Se coloca con tornillos canulados bloqueados Ø 6,5 mm. Rosca total o parcial. En la parte de la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 5,0 mm. Tornillos Corticales Ø 4,5 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10716-005	Placa para Fémur Proximal Lateral Izquierda II	5	136
10716-007	Placa para Fémur Proximal Lateral Izquierda II	7	172
10716-009	Placa para Fémur Proximal Lateral Izquierda II	9	208
10716-011	Placa para Fémur Proximal Lateral Izquierda II	11	244
10716-013	Placa para Fémur Proximal Lateral Izquierda II	13	280
10716-105	Placa para Fémur Proximal Lateral Derecha II	5	136
10716-107	Placa para Fémur Proximal Lateral Derecha II	7	172
10716-109	Placa para Fémur Proximal Lateral Derecha II	9	208
10716-111	Placa para Fémur Proximal Lateral Derecha II	11	244
10716-113	Placa para Fémur Proximal Lateral Derecha II	13	280

Heriberto Frias 1104-302
Colonia del Valle, CP 03100
CDMX

bioadvance
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 55 5925 5323
info@bioadvance.com.mx
bioadvance.com.mx