

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

Cofepris

OVERFIX®

Tibia

## Placa en L Reforzada

**Indicación:** Fractura de platillo tibial.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10727-003	Placa para Tibia Proximal en L Reforzada (Platillo Tibial) Izquierda	3	73
10727-004	Placa para Tibia Proximal en L Reforzada (Platillo Tibial) Izquierda	4	89
10727-005	Placa para Tibia Proximal en L Reforzada (Platillo Tibial) Izquierda	5	105
10727-006	Placa para Tibia Proximal en L Reforzada (Platillo Tibial) Izquierda	6	121
10727-103	Placa para Tibia Proximal en L Reforzada (Platillo Tibial) Derecha	3	73
10727-104	Placa para Tibia Proximal en L Reforzada (Platillo Tibial) Derecha	4	89
10727-105	Placa para Tibia Proximal en L Reforzada (Platillo Tibial) Derecha	5	105
10727-106	Placa para Tibia Proximal en L Reforzada (Platillo Tibial) Derecha	6	121