

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

Cofepris

OVERFIX®

Peroné

Placa posterior para Peroné Distal

Indicación: Fractura distal de peroné.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. y tornillos corticales Ø 3,5 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero yTitanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10740-005	Placa para Peroné Distal	5	110
10740-007	Placa para Peroné Distal	7	136
10740-009	Placa para Peroné Distal	9	162
10740-011	Placa para Peroné Distal	11	188
10740-013	Placa para Peroné Distal	13	214