

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

Cofepris

OVERFIX®

Peroné

## Placa de Peroné Lateral Distal

**Indicación:** Fractura distal lateral de peroné.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 2,7 mm en la cabeza de la placa. En la rama se colocan tornillos bloqueados Ø 3,5 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10715-004	Placa para Peroné Proximal Lateral Izquierda	4	92
10715-006	Placa para Peroné Proximal Lateral Izquierda	6	116
10715-008	Placa para Peroné Proximal Lateral Izquierda	8	140
10715-010	Placa para Peroné Proximal Lateral Izquierda	10	164
10715-012	Placa para Peroné Proximal Lateral Izquierda	12	188
10715-104	Placa para Peroné Proximal Lateral Derecha	4	92
10715-106	Placa para Peroné Proximal Lateral Derecha	6	116
10715-108	Placa para Peroné Proximal Lateral Derecha	8	140
10715-110	Placa para Peroné Proximal Lateral Derecha	10	164
10715-112	Placa para Peroné Proximal Lateral Derecha	12	188

Heriberto Frias 1104-301  
Colonia del Valle, CP 03100  
CDMX

bioadvance  
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323  
info@bioadvance.com.mx  
bioadvance.com.mx