

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

Cofepris

OVERFIX®

Tibia

## Placa para Tibia Distal Lateral

**Indicación:** Fractura distal de la tibia.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10725-005	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	5	122
10725-007	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	7	158
10725-009	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	9	194
10725-011	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	11	230
10725-105	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	5	122
10725-107	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	7	158
10725-109	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	9	194
10725-111	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	11	230

Heriberto Frias 1104-301  
Colonia del Valle, CP 03100  
CDMX

bioadvance  
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323  
info@bioadvance.com.mx  
bioadvance.com.mx