

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

Cofepris


OVERFIX®

Tibia

## Placa para Tibia Distal Medial

**Indicación:** Fractura Distal Tibial.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y tornillos esponjosos Ø 4,0 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10724-006	Placa para Tibial Distal Medial Izquierda II	6	142
10724-008	Placa para Tibial Distal Medial Izquierda II	8	168
10724-010	Placa para Tibial Distal Medial Izquierda II	10	194
10724-106	Placa para Tibial Distal Medial Derecha II	6	142
10724-108	Placa para Tibial Distal Medial Derecha II	8	168
10724-110	Placa para Tibial Distal Medial Derecha II	10	194

Heriberto Frias 1104-301  
Colonia del Valle, CP 03100  
CDMX

bioadvance  
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323  
info@bioadvance.com.mx  
bioadvance.com.mx