

TRAUMA

Placas Miembro Inferior


Cofepris

OVERFIX®

Tibia

## Placa para Tibia Proximal Lateral

**Indicación:** Fractura proximal lateral de la tibia.  
Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm y tornillos esponjosos Ø 6,5 mm para la cabeza de la placa. Tornillos bloqueados Ø 5,0 mm y tornillos corticales Ø 4,5 mm para la rama.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10739-204	Placa para Tibia Proximal Lateral Izquierda	4	108
10739-206	Placa para Tibia Proximal Lateral Izquierda	6	140
10739-208	Placa para Tibia Proximal Lateral Izquierda	8	172
10739-210	Placa para Tibia Proximal Lateral Izquierda	10	204
10739-212	Placa para Tibia Proximal Lateral Izquierda	12	236
10739-304	Placa para Tibia Proximal Lateral Derecha	4	108
10739-306	Placa para Tibia Proximal Lateral Derecha	6	140
10739-308	Placa para Tibia Proximal Lateral Derecha	8	172
10739-310	Placa para Tibia Proximal Lateral Derecha	10	204
10739-312	Placa para Tibia Proximal Lateral Derecha	12	236

Heriberto Frias 1104-301  
Colonia del Valle, CP 03100  
CDMX

bioadvance  
MÉXICO ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

+52 1 5925 5323  
info@bioadvance.com.mx  
bioadvance.com.mx